



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 июля 2025 года № РЗН 2025/25968

На медицинское изделие

Лента стабилизирующая для груди по ТУ 32.50.22-078-50110745-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Аист"
(ООО "Предприятие "Аист"), Россия,
156025, г. Кострома, Рабочий пр-кт, д. 7, каб. 403

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Аист"
(ООО "Предприятие "Аист"), Россия,
156025, г. Кострома, Рабочий пр-кт, д. 7, каб. 403

Место производства медицинского изделия

ООО "Предприятие "Аист", Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-кт, д. 7

Номер регистрационного досье № РД-68270/15260 от 26.03.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.126

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 23 июля 2025 года № 4506
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0085863

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25968

Лист 1

На медицинское изделие

Лента стабилизирующая для груди по ТУ 32.50.22-078-50110745-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Лента стабилизирующая для груди «Beautiful line», модель №6063, типоразмеры: 01, 02, 03, 04; цвет: черный; бежевый, в вариантах исполнения:

1.1. Лента стабилизирующая для груди «Beautiful line», модель №6063, типоразмер 01, цвет: черный - 1 шт.

1.2. Лента стабилизирующая для груди «Beautiful line», модель №6063, типоразмер 01, цвет: бежевый - 1 шт.

1.3. Лента стабилизирующая для груди «Beautiful line», модель №6063, типоразмер 02, цвет: черный - 1 шт.

1.4. Лента стабилизирующая для груди «Beautiful line», модель №6063, типоразмер 02, цвет: бежевый - 1 шт.

1.5. Лента стабилизирующая для груди «Beautiful line», модель №6063, типоразмер 03, цвет: черный - 1 шт.

1.6. Лента стабилизирующая для груди «Beautiful line», модель №6063, типоразмер 03, цвет: бежевый - 1 шт.

1.7. Лента стабилизирующая для груди «Beautiful line», модель №6063, типоразмер 04, цвет: черный - 1 шт.

1.8. Лента стабилизирующая для груди «Beautiful line», модель №6063, типоразмер 04, цвет: бежевый - 1 шт.

2. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7761, типоразмеры: 01, 02, 03, 04; цвет: черный; бежевый, в вариантах исполнения:

2.1. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7761, типоразмер 01, цвет: черный - 1 шт.

2.2. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7761, типоразмер 01, цвет: бежевый - 1 шт.

2.3. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7761, типоразмер 02, цвет: черный - 1 шт.

2.4. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7761, типоразмер 02, цвет: бежевый - 1 шт.

2.5. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7761, типоразмер 03, цвет: черный - 1 шт.

2.6. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7761, типоразмер 03, цвет: бежевый - 1 шт.

2.7. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7761,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0167909

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 июля 2025 года

№ РЗН 2025/25968

Лист 2

типоразмер 04, цвет: черный - 1 шт.

2.8. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7761, типоразмер 04, цвет: бежевый - 1 шт.

3. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7864, типоразмеры: 01, 02, 03, 04; цвет: черный; бежевый, в вариантах исполнения:

3.1. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7864, типоразмер 01, цвет: черный - 1 шт.

3.2. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7864, типоразмер 01, цвет: бежевый - 1 шт.

3.3. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7864, типоразмер 02, цвет: черный - 1 шт.

3.4. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7864, типоразмер 02, цвет: бежевый - 1 шт.

3.5. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7864, типоразмер 03, цвет: черный - 1 шт.

3.6. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7864, типоразмер 03, цвет: бежевый - 1 шт.

3.7. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7864, типоразмер 04, цвет: черный - 1 шт.

3.8. Лента стабилизирующая для груди «Эффективная компрессия», модель №7864, типоразмер 04, цвет: бежевый - 1 шт.

II. Инструкция по применению в сокращенном виде - 1 шт.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0167910